




Digitale orthopädische Planung - Alles aus einer Hand

mediCAD[®] OR

Intraoperatives Matching



mediCAD Hectec GmbH
Opalstr. 54
DE-84032 Altdorf

Tel. +49 871 330 203-0
E-Mail: info@mediCAD.eu

mediCAD[®]
The Orthopedic Solution
www.mediCAD.eu

Drucknummer 828 / 10-2019 - Alle Rechte vorbehalten



mediCAD[®]
OR



mediCAD® - Ihre Prozesslösung im Bereich digitaler orthopädische Planung

Präoperative Planung mit mediCAD® oder mediCAD® Web


- Qualifiziertes digitales Planen in 2D und 3D für Hüfte, Knie, Schulter, Osteotomien, Fuß-/Sprunggelenk und Wirbelsäule
- Integrierte Implantatherstellerdatenbank mit rund 130 internationalen Implantatherstellern und über 500.000 Templates
- Modularer Aufbau
- Gesetzeskonforme Dokumentation
- Stand-alone oder cloud-basierte Software



Intraoperatives Matching



- Intraoperatives Matching der mediCAD® Planung mit Live-Aufnahmen über einem C-Bogen
- 3D Bildgebung am C-Bogen unterstützt die intraoperative Qualitätskontrolle
- mediCAD® OR wird direkt am mobilen C-Bogen im OP aufgerufen
- Abweichungen von Soll und Ist werden in mediCAD® direkt angezeigt



Postoperative Kontrolle mit mediCAD®

- Revisions sichere Archivierung
- Gesetzeskonforme Dokumentation
- Vergleich von prä- und postoperativen Aufnahmen
- Patientenaufklärung in vollem Umfang
- Postoperative Bemaßung konform Endoprothetik-Register
- Direkte Kommunikation mit dem Deutschen Wirbelsäulenregister (DWG)

