

### Referenzkugel (Kalibrierkugel) 25mm

Die Kalibrierkugeln sind aus Edelstahl gefertigt. Durch die Ausführung als Hohlkugel erreicht man eine erhebliche Gewichtseinsparung im Vergleich zu handelsüblichen Kugeln aus massivem Stahl. Durch die glatte Oberfläche ist eine einfache Reinigung der Kugel gewährleistet. Um genaueste Ergebnisse zu erzielen, wird die Kugel auf Knochenebene platziert. Um die Kugel besser am Patienten anzubringen, bieten wir spezielle Einweg-Klebspads an.

| Menge     | Artikel-Nr. | Preis (EUR) |
|-----------|-------------|-------------|
| 1x Kugel  | 110061-0    | 76,-        |
| 3x Kugel  | 110061-3    | 204,-       |
| 5x Kugel  | 110061-5    | 314,-       |
| 10x Kugel | 110061-10   | 571,-       |

\*Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher USt. und Versandkosten.



### Klebspads zur Fixierung

| Menge      | Artikel-Nr. | Preis (EUR) |
|------------|-------------|-------------|
| 100x Pads  | 110055-0    | 76,-        |
| 300x Pads  | 110055-3    | 204,-       |
| 500x Pads  | 110055-5    | 314,-       |
| 1000x Pads | 110055-10   | 571,-       |

\*Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher USt. und Versandkosten.




Mit allen Modellen unserer Skalierhilfen bieten wir Ihnen einfach zu handhabende Möglichkeiten, Ihre Röntgenaufnahmen mit einem Skalierobjekt zu versehen.

- Flexibler Arm zur genauen Platzierung
- Arm in der Länge veränderbar (Tisch u. Klammer)
- 25 mm Skalierkugel integriert
- Exakte Platzierung auf Knochenebene
- Die „25“ ist wie die Kugel auf der Röntgenaufnahme sichtbar (nur bei Saugbefestigung)
- Praktische Klemme für Standaufnahmen (Klammer)

### Referenzkugel Stand 25mm + Tisch mit Schwanenhals zur flexiblen Positionierung

| Menge                                                         | Länge | Artikel-Nr. | Preis (EUR) |
|---------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|
| <b>1x</b> Tisch mit Schwanenhals zur flexiblen Positionierung | 60cm  | 110059-0    | 204,-       |
|                                                               | 100cm | 110059-0-L  | 292,-       |
| <b>5x</b> Tisch mit Schwanenhals zur flexiblen Positionierung | 60cm  | 110059-5    | 798,-       |
|                                                               | 100cm | 110059-5-L  | 1165,-      |


\*Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher USt. und Versandkosten.



### Referenzkugel Stand 25mm + Klammer mit Schwanenhals zur flexiblen Positionierung

| Menge                                                           | Länge | Artikel-Nr. | Preis (EUR) |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|
| <b>1x</b> Klammer mit Schwanenhals zur flexiblen Positionierung | 60cm  | 110060-0    | 204,-       |
|                                                                 | 100cm | 110060-0-L  | 292,-       |
| <b>5x</b> Klammer mit Schwanenhals zur flexiblen Positionierung | 60cm  | 110060-5    | 798,-       |
|                                                                 | 100cm | 110060-5-L  | 1165,-      |

\*Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher USt. und Versandkosten.



#### Adresse

mediCAD Hectec GmbH  
Opalstraße 54  
84032 Altdorf (Landshut)  
Deutschland

#### Kontakt

Telefon: +49 871 330 203-0  
Web: [www.mediCAD.eu](http://www.mediCAD.eu)  
E-Mail: [info@medicad.eu](mailto:info@medicad.eu)

#### Geschäftsführung

Lars Thursar  
Marcus Mäurer

AG Landshut HRB 2581  
UST-ID: DE128 952 539

#### Bankverbindungen

**UniCredit Bank-Hypo Vereinsbank** **Commerzbank Landshut**  
IBAN: DE38 5032 0191 0048 5746 61 IBAN: DE91 7434 0077 0490 1443 00  
BIC-Swift: HYVEDEMM430 BIC-Swift: COBADEFF743